


HWS-Ablaufventil "T" 10 mm / Ersatzteilliste



Pos.	Best.-Nr.	Beschreibung	Material	Pos.	Best.-Nr.	Beschreibung	Material
1-17	3200155	Ventileinsatz komplett					
1-8	3200156	Ventileinsatz ohne Stößel					
1	3200133	Griffhalter	Edelstahl				
2	3200127	Distanzbuchse	PTFE				
3	3200126	Druckfeder	Edelstahl				
4	3200128	Einschubfeder	Edelstahl				
5	3200117	Kontermutter	Edelstahl				
6	3200116	Grundkörper	Hostaflon				
7	3200148	Gleitscheiben	PTFE				
8	3200121	Drehgriff	Hostaflon				
9	3200110	Ersatzstößel	PTFE	10	3200111	Ersatzstempel,	PTFE
9	3200110N	Ersatzstößel mit Nut	PTFE	10	3200111N	Ersatzstempel/Nut	PTFE
bestehend aus				11	3200134	Edelstahlbolzen	Edelstahl
				12	3200125	Spannstift	Edelstahl
				13	3200118	Vierkanteinsatz	Hostaflon
14	3200150	Ersatzdichtung	Viton/PTFE				
15	3200151	Ersatzdichtung-O-Ring	Silikon/FEP				
16	3200152	Ersatzdichtung-O-Ring	Perfluor				
17	3200153	Ersatzdichtung	Silikon/PTFE				
18	1900925V	Ventilsitz-O-Ring-Dichtung	Viton				
19	1900925F	Ventilsitz-O-Ring-Dichtung	Silikon/FEP				
20	1900925P	Ventilsitz-O-Ring-Dichtung	Perfluor				

optional (nur bei Stößel 3200110N)