

## HWS-Rührerführung "DYNA"

### mit Gleitring-Führung und Nadellager

Durch die speziell konstruierte Nadellagerführung werden die störenden Pendelkräfte der Rührer aufgenommen. Dies gewährleistet eine ungewöhnlich lange Standzeit der Gleitringpaarung

Um die langen Standzeiten zu erreichen, bitten wir um Beachtung der folgenden **Gebrauchshinweise**



- m Die Rührwellen müssen vor dem Einbau absolut sauber und unbeschädigt sein.
- m Rührwellen mit rauhen Oberflächen nicht einsetzen !
- m Die speziell ausgewählte Gleitringpaarung (Keramik/Hochleistungskohle) ist für den Trockenlauf geeignet und damit wartungsfrei
- m Montage / Demontage der Gleitringpaarung sollte nur durch geübtes Fachpersonal erfolgen

Die neue HWS-Rührführung mit Gleitringführung erhalten Sie für Rührer mit 10 oder 16 mm Ø, direkt an der Apparatur (Planschliffdeckel etc.) oder als Typ "Universal" mit Anschluss NS 29/32 und NS 45/40.