


HWS - Verschraubung

"SILPET"

"SILPET PRO"

- mehr Sicherheit für

Ihre Schlauchverbindung



H ▶ W ▶ S ▶ Laborverschraubung

HWS-Laborverschraubung "MAXI"

ermöglicht den Einbau von Rohren
mit einem Durchmesser von 8 bzw. 10 mm
für die am häufigsten verwendete
Gewindegröße GL 14

komplett mit Verschraubungseinsatz
"SILPET"

GL 14 / 8 mm Art.-Nr. 1 264 908
GL 14 / 10 mm Art.-Nr. 1 264 910



HWS-Verschraubung und Verschraubungseinsatz "SILPET"

durch die Kombination von PTFE
(zur Reaktionsseite) und Silikon
(Vorpresselement) schnelle
und sichere Verschraubung von
Stäben und Rohren auf GL-Gewinden,
PTFE (TFM) hochflexibel, porenfrei
Silikon dauerelastisch,
alterungs- und uv-beständig
Betriebstemperatur -50...+260 °C
Kappe (bei Verschraubung) aus PPS
- die Verschraubung die
länger dicht hält -



HWS-Verschraubung "SILPET PRO"

eine Weiterentwicklung der bewährten
"SILPET"-Reihe. Der Silikonbereich der
optimierten Dichtung hält alle einge-
setzten Teile (wie z.B. auch PTFE-
Schlauch) auch unter extremen Bedin-
gungen, - wie Vakuum oder Druck - fest.
Die ADS-Sicherheitskappe mit einem
eingelegten Silikonband verhindert das
ungewollte Lösen der Kappe vom
Gewinde.

- das Maximum an Sicherheit für Sie -



Verschraubung / Einsatz „SILPET“

für	Ø mm	Art.-Nr.	
		(Einsatz)	(komplett)
GL14	1,6	1 264 141	1 064 1401
GL14	2,0	1 264 142	1 064 1402
GL14	3,0	1 264 143	1 064 1403
GL14	3,2	1 264 148	1 064 1403/2
GL14	4,0	1 264 144	1 064 1404
GL14	6,0	1 264 146	1 064 1406
GL18	1,6	1 264 181	1 064 1801
GL18	2,0	1 264 182	1 064 1802
GL18	3,0	1 264 183	1 064 1803
GL18	3,2	1 264 185	1 064 1803/2
GL18	4,0	1 064 184	1 064 1804
GL18	6,0	1 264 186	1 064 1806
GL18	8,0	1 264 188	1 064 1808
GL18	10	1 264 189	1 064 1810
GL25	3,0	1 264 253	1 064 2503
GL25	4,0	1 264 254	1 064 2540
GL25	6,0	1 264 256	1 064 2560
GL25	8,0	1 264 258	1 064 2580
GL25	10	1 264 260	1 064 2510
GL25	12	1 264 262	1 064 2512
GL25	14	1 264 264	1 064 2514
GL32	8,0	1 264 328	1 064 3208
GL32	10	1 264 330	1 064 3210
GL32	12	1 264 332	1 064 3212
GL32	14	1 264 334	1 064 3214
GL32	16	1 264 336	1 064 3216
GL32	18	1 264 338	1 064 3218
GL32	20	1 264 340	1 064 3220
GL45	6,0	1 264 456	1 064 4506
GL45	8,0	1 264 458	1 064 4508
GL45	10	1 264 460	1 064 4510
GL45	12	1 264 462	1 064 4512
GL45	14	1 264 464	1 064 4514
GL45	16	1 264 466	1 064 4516
GL45	18	1 264 468	1 064 4518
GL45	20	1 264 470	1 064 4520

Verschraubungseinsatz „SILPET-PRO“

GL14	1,6	1 265 141	1 065 1401
GL14	2,0	1 265 142	1 065 1402
GL14	3,0	1 265 143	1 065 1403
GL14	3,2	1 265 148	1 065 1403/2
GL14	4,0	1 265 144	1 065 1404
GL14	6,0	1 265 146	1 065 1406
GL18	1,6	1 265 181	1 065 1801
GL18	2,0	1 265 182	1 065 1802
GL18	3,0	1 265 183	1 065 1803
GL18	3,2	1 265 185	1 065 1803/2
GL18	4,0	1 265 184	1 065 1804
GL18	6,0	1 265 186	1 065 1806
GL18	8,0	1 265 188	1 065 1808
GL18	10	1 265 189	1 065 1810

Nehmen Sie bei Bedarf Kontakt mit uns auf

SPITZENTECHNOLOGIE ZU LOW-COST PREISEN